

Tristel puhdistusliinat



TÄRKEÄÄ! Älä käytä rikkoutunutta pyyhepakkausta tai vaahtopulloa.

- Anturin puhdistusalue tulee jakaa "likaiseen" ja "puhtaaseen" alueeseen.
- Puhdistettava anturi asetetaan "likaiselle" alueelle.
- Pese kädet, ota hanskat ja valmistele toimenpide asettamalla pyyhkeet sekä aktivointivaaho toimenpidepöydälle.



VAIHE 1 PUHDISTUS

Avaa esipesu -pyyhepakkaus (Pre-Clean), aukaise pyyhe ja aseta se kämmenellesi.

Säilytä avatut pyyhepakkaukset seurantakirjan vierellä myöhempää kirjaamista varten.

Pyyhi anturin varsi ja kärki puhtaaksi eritteistä, esim. veri, lima jne.
ÄLÄ hankaa tai taita anturia.



Esipesun jälkeen aseta anturi takaisin "likaiselle" alueelle.

Hävitä esipesuliina sairaalan ohjesääntöjen mukaisesti.

VAIHE 2 DESINFIOINTI

Avaa itiöitä tuhoava pyyhepakkaus (Sporicidal), aukaise pyyhe ja aseta se kämmenellesi.



Säilytä avatut pyyhepakkaukset seurantakirjan vierellä myöhempää kirjaamista varten.

Suihkuta kaksi kertaa aktivointivaahtoa pyyhkeelle.

Jos käytät 50 ml aktivointivaahtopulloa, suihkuta pyyhkeelle neljä kertaa.

Jos käytät aktivointivaahtoa ensimmäistä kertaa, pumpppaa pulloa 2-4 kertaa niin, että saat vaahdon tulemaan ulos.

Puristele pyyhettä **15 sekuntia** ja varmista, että aktivointivaahtoa on pyyhkeen joka kohdassa.



Pyyhi anturi huolellisesti joka paikasta, pidä huolta, että varsinkin anturin varsi ja kärki pyyhitään vähintään kerran.

Pyyhi myös kahva, kaapeli ja kaapeliliitäntä.



Aseta anturi "puhtaalle" alueelle ja odota **30 sekuntia**.

Hävitä itiöitä tuhoava pyyhe sairaalan ohjeiden mukaisesti.

VAIHE 3 HUUHTELU

Avaa huuhtelupyyhepakkaus (Rinse), aukaise pyyhe ja aseta se kämmenellesi.

Säilytä avatut pyyhepakkaukset seurantakirjan vierellä myöhempää kirjaamista varten.

Pyyhi anturi puhtaaksi vaahdosta.

Älä hankaa tai taivuta instrumenttia.



Aseta anturi puhtaalle liinalle.

Hävitä huuhtelupyyhe sairaalan ohjeiden mukaisesti.

VAIHE 4 SEURANTAKIRJA

Täydennä seurantakirja desinfioinnin jälkeen.

- Esipesu -pyyhkeelle (Pre-Clean) ja huuhtelu -pyyhkeelle (Rinse), vahvista "yes" oikeaan kohtaan ja kirjoita eränumerot ja käytetty -päivämäärä niille kuuluvaan kohtaan. Tiedot löydät pyyhepakkausten takaa. Jos pyyhepakkauksia ei ole käytetty, vastaa "no" ja kirjaa toinen käyttötapa.
 - Jos käytit itiöitä tuhoavaa pyyhettä (Sporicidal), kirjaa Activator -eränumero pyyhepakkausten takana olevaan tarraan, irroita tarra ja kiinnitä se seurantakirjaan pyydetylle paikalle.
 - Jos anturia on tarkoitus käyttää potilaalle heti desinfioinnin jälkeen, irroita "Patient Notes Label" tarra ja kiinnitä se sille kuuluvaan kohtaan seurantakirjassa.
- Jos tarkoitus on varastoida ja suorittaa puhdistus uudelleen ennen käyttöä, irroita "Patient Notes Label" tarra ja kiinnitä se sille kuuluvaan paikkaan seurantakirjassa.

