

GI-endoskopia tuotteet

Medivators GI-skopioiden 24h huuhteluletkustot, ilma-vesiletkustot, potilaskohtaiset liittimet, kertakäyttöiset ilma/vesi-, biopsia- ja imu-painikkeet. Tässä esitteessä osa Medivatorsin laajasta valikoimasta, jos etsit jotain muuta, lähetä kysymyksesi alla olevaan sähköpostiin tai ota yhteyttä henkilöstöömme suoraan.



ENDO GATOR, päiväkohtainen huuhtelupum-pun letku, voidaan käyttää 24 tunnin ajan. Yhteensopiva Olympus, Pentax ja Fujinon endoskooppien kanssa. 10 kpl/ltk

Ref. 100130U Endo Stratus, Olympus OFP ja ENDOSTAT II huuhtelupumppuihin

Ref. 100130FU Endostratus, Olympus OFP tai Endostat II huuhtelupumppuihin, Fujifilm skooppeihin

Ref. 200230U Olympus AFU-100, Olympus OFP, ERBEEIP2 ja EGP-100 huuhtelupumppuihin

Ref. 200230FU EGP-100 huuhtelupumppuun Fujinon liittimellä



POTILASKOHTAISET LIITTIMET, käytetään yhdessä Endogator huuhteluletkuston kanssa.

Ref. 100241 Olympus 160/180 -sarjan endoskooppeihin, 50kpl/ltk

Ref. 100242 Pentax Endoskooppeihin, 50kpl/ltk

Ref. 100126 Universaaliliitin, takaisin virtauksen ehkäisevällä venttiilillä, Fujinon, 50kpl/ltk.





ENDO SMARTCAP, Endo SmartCap, päiväkohtainen (24h) ilma-vesiletkusto parantamaan infektiokontrollia. Saatavilla myös hiilidioksidikytkennällä. Sopii Olympus, Pentax ja Fujinon skooppeihin. 10kpl/ltk. Steriilivesipul-loista mm. Baxter yhteensopiva korkki.

- Ref. 100145U** Ilma-vesiletkusto Olympus 140/160/180 sarjaan
- Ref. 100145Co2EXTU** Ilma-vesiletkusto + hiilidioksidikytkentä, pitkä, Olympus 140/160/180 sarjaan
- Ref. 100150U** Ilma-vesiletkusto Olympus 100/130 sarjaan
- Ref. 100150Co2U** Ilma-vesiletkusto +hiilidioksidikytkentä, Olympus/Pentax 100/200 ja 130/230 sarjaan
- Ref. 100160U** ilma-vesiletkusto, Pentax endoskooppeihin
- Ref. 100165U** ilma-vesiletkusto Fujinon skooppeihin
- Ref. 100165Co2U** ilma-vesiletkusto + hiilidioksidikytkentä Fujinon endoskooppeihin



DEFENDO Y-OPSY- LIITIN, Jos skoopissasi ei ole huuhtelukanavaa, tämän liittimen avulla mahdollistaa huuhtelun biopsiakanavan kautta. Käytetään yhdessä Endogator huuhteluletkuston kanssa tai pelkän ruiskun avulla, 50 kpl/ltk

- Ref. 100303** Olympus/Fujinon skooppeihin. 50kpl/ltk





DEFENDO, kertakäyttöiset painikkeet endoskooppien endoskooppien ilma/vesi-, imu- ja biopsiaportteihin

-ei vaativaa huoltoa

-ei infektioriskiä

-saatavilla yksittäin pakattuina tai settinä, joka sisältää kaikki tarvitsemasi venttiilit

Ref. 100301 Biopsiaventiili Olympus ja Fujinon endoskooppeihin. 100 kpl/ltk, steriili

Ref.100302 Biopsiaventiili Pentax 90 sarjan endoskooppeihin. 100 kpl/ltk, steriili

Ref. 100305 Setti, joka sisältää ilma/vesi-, imu- ja biopsiapainikkeet Olympuksen 140/160/180/240/260 GI endoskooppeihin. 50 kpl/ltk, steriili

Ref. 100306 Setti, joka sisältää ilma/vesi- ja imupainikkeet Olympuksen 140/160/180/240/260 GI endoskooppeihin. 50kpl/ltk, steriili

Ref. 100310 Setti, joka sisältää ilma/vesi-, imu- ja biopsiapainikkeet, lisäksi mukana on apuliitin vedelle. Sopii Olympus 160/180 sarjan GI endoskooppeihin. 50 kpl/ltk, steriili

Ref. 100315 Setti, joka sisältää ilma/vesi-, imu- ja biopsiapainikkeet, lisäksi apu-liittimen vedelle Pentax 90/ i10 endoskoopeille. 50kpl/ltk, steriili

Ref. 100316 Setti, joka sisältää ilma/vesi-, imu- ja biopsiapainikkeet Pentax 90/i10 endoskoopeille. 50kpl/ltk, steriili

Ref. 100317 Setti, joka sisältää ilma/vesi- ja imupainikkeet Pentax 90/i10 endoskoopeille. 50kpl/ltk, steriili



SPRAY- KATETRI, steriili, kertakäyttöinen huuhtelukatetri, käytetään biopsia-kanavan kautta parantamaan näkyvyyttä ja irrottamaan likaa suolen seinämistä.

Ref. 100131



AIKUISTEN JA LASTEN PARENTASUOJAT

Ref. 100411 Aikuisten

Ref. 100412 Lasten malli



ENDO CARRY-ON KULJETUSPUSSI

Kuljetuspussi välinehuollon ja endoskopiayksikön välille. 40 kpl/ltk, Viet puhtaan skoopin uudella kuljetuspussilla endoskopiayksikköön ja tuot samalla pussilla sen käytön jälkeen huollettavaksi.

Ref. 100 800



ENDO GATOR HUUHTELUPUMPPU, yhteensopiva kaikkien yleisimpien GI-skooppien kanssa. Säädettävä huuhtelunopeus (0- 550ml/min), paino 2,3kg, jalkapoljin. Yhteensopiva Endogator- huuhteluletkuston kanssa.

Ref. EGA-100E





ENDO STRATUS HIILIDIOKSIDI INSUFFLAATTORI, yhteensopiva kaikkien yleisimpien GI-skooppien kanssa. Lämmitettyä hiilidioksidia. Säädettävä virtausnopeus.

Ref. EGA-501



POLYYPIN KERÄÄJÄ, saatavilla 1, 2 ja 4 kammiota sisältävänä kerääjänä. Sijoitetaan imun ja skoopin väliin. Kudoksenäytteet jää kammioon, eikä imu häiriinny. Jos otat näytteitä useammasta kohdasta, 2 tai 4 kammion ratkaisu on silloin kätevä. Käännät vain kerääjän kannesta ja valitset tyhjän kammion seuraavalle näytteelle.




Ref. 100101 1 kammion astia

Ref. 100102 2 kammion astia

Ref. 100104 4 kammion astia



OXY-SHIELD, Purusuoja happiliitännällä, hapeta virtaa sekä suuhun, että nenään. Lisähappi tekee toimenpiteestä potilaalle mukavamman ja estää happivajetta. Edullisempi kuin useimmat ilman happiliitännää olevat purusuojat. ref. INOV8-004 (100kpl) ref. INOV8-016 (kiinnitysnauha, 100kpl)



PRO-TECH, Endoskoopin kärkisuoja, estää endoskoopin kärjen rikkoontumista kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Laitetaan paikoilleen huoltoprosessin jälkeen, otetaan pois toimenpiteen ajaksi ja laitetaan uudelleen paikoilleen toimenpiteen jälkeen. ref. INOV8-017 (100kpl)



STAGE-ONE, Maailman johtavien gastroenterologisten organisaatioiden suositus on tehdä endoskoopeille esipesu välittömästi toimenpiteen jälkeen. Tuotteen avulla huuhtelet endoskoopin kanavan sisältä ja mukana tulevan pesusienien avulla myös endoskoopin pinta tulee puhdistettua. Stage-one mukana tulee biologisesti hajoava huuhteluastia, pesuaine ja pesusieni. Lisää 500ml vettä ja lisää pesuaine. Pyyhi endoskooppi pesusienellä ja ime pesuaine skoopin läpi. Tuote noudattaa kansainvälisiä suosituksia mm. World Gastroenterology Organisation, European Society of Gastroenterology, British Society of Gastroenterology. Ref. INOV8-009, 100 kpl/ltk



AMPLIFEYE on Medivatorsin uusin innovaatio parantamaan tähytyksessä endoskoopin näkyvyyttä. AmplifEYE sijoitetaan endoskoopin päähän. Tuote ei vaikeuta skoopin eteenpäin viemistä, Skoopin peruuttaessa AmplifEYE:n siivekkeet stimuloivat suolen seinämään aukenemaan ja helpottaa näin adenoomin havaitsemista. 20 kpl/ltk



AmplifEYE's flexible detection arms bring polyps into full view

Ref. EYE-101, skoopin halkaisija 11,0-12,5mm

Ref. EYE-102, skoopin halkaisija 12,5-13,8mm



SafeStack, Endoskooppien kuljetukseen toimenpideyksikön ja välinehuollon välillä.



Ref. INOV8-015C5, Endoskooppien kuljetuvaunu, tilaa 5:lle endoskooppien kuljetuslaatikolle. Vaunu on konepestävä, max 93°C



Ref. INOV8-015TR, Endoskooppien kuljetuslaatikko, Laatikko on konepestävä, max 93°C

Ref. INOV8-015LS, Kuljetuslaatikon suojakelmusto. Sisältää pohjakelmun, puhtaan skoopin peittelykelmun (vihreä logo) ja likaisen skoopin peittelykelmun (punainen logo). 100kpl/ltk.

- 1) Endogator päiväkohtainen huuhtelupumpun letku & Endo Smartcap vesipullon ja endoskoopin väliin & Defendo painikkeet → löydät haku sanalla "Reduce reprocessing with Endo Smartcap, Endogator", kesto 1min 50s
- 2) "Defendo Olympus Endoskoplari" video, noin 3 ja puoli minuttia, näyttää defendo-painikkeiden ja Y-opsy liittimen käytön englanninkielisellä selostuksella tuettuna.
- 3) AmplifEYE-video, jossa esitellään AmplifEYE:n toimintaperiaate

TILAUKSET JA YHTEYDENOTOT

Otoplug Oy

Kerkko Penttilä

Jarkko Oikarainen

Osuusmyllynkatu 7
33700 Tampere
Finland

Tel. 03 364 7215

Fax. 03 3647815

otoplug.fi

otoplug@otoplug.fi

Tel. 040 5013090

kerkko.penttila@otoplug.fi

Tel. 040 5789 330

jarkko.oikarainen@otoplug.fi

