

Monipuolinen ja käyttäjäystävällinen
Visualisoinnin, ohjauksen
ja varmistuksen työkalut



PathAssist™

Nenän sivuontelon varmistustyökalut



Löydä reitti nenän sivuontelon varmaan laajentamiseen

PathAssist™-työkalujen avulla on helppo varmistaa nenän sivuontelon sijainti ja laitteen asetuspaikka. Työkalujen avulla voit tehdä sivuonteloiden laajennustoimenpiteitä helpommin, tehokkaammin ja varmemmin.

MONIPUOLINEN JA KUSTANNUSTEHOKAS

- Entellus PathAssist -työkaluja voidaan käyttää useissa sivuonteloissa, ja ne ovat monien visualisointi- ja varmistusjärjestelmien kanssa yhteensopivia
- Uudelleenkäytettävät PathAssist-työkalut ovat kustannustehokkaita

SOPIVIEN POTILAIEN HOIDON MAHDOLLISTAMINEN

- Entellus PathAssist -työkalut ovat ihanteellisia oireellisten potilaiden seulontaan sivuontelon laajentamista varten
- Kun hyvät ehdokkaat tunnistetaan, nenän sivuonteloiden laajentamisen hyödyt voidaan tarjota sopivammille potilaille



PathAssist™ LED Light Fiber™

Nenän sivuontelon varmistustyökalu LED

XprESS™ LoProfile on varustettu kiinteällä PathAssist LED Light Fiber -valokuidulla, jonka avulla saadaan reaaliaikainen valovarmistus ja valaistus ihon läpi.

- Nopea ja helppo asennus
- Sisältää oman akkuvirtalähteen, jolloin lisävalolähteiden, -kaapeleiden ja -sovitinten tarve poistuu
- Antaa paremman valaistuksen erilaisille potilaille; valona käytetään punaista valoa, joka valaisee paremmin luun ja kudoksen läpi
- Valaistu proksimaalinen merkki varmistaa asettamisen Light Fiber -valokuitua helposti eteenpäin liu'uttamalla
- Poistaa valokaapelin aiheuttaman lisävedon, ja käyttäjä voi helposti muuttaa kahvan asentoa
- XprESS LoProfile ja PathAssist LED Light Fiber antavat optimaalisen valaistuksen rakenteiden läpi, mikä antaa joustavuutta toimenpiteeseen

Usean ontelon laajentamiseen tarkoitettu XprESS LoProfile -järjestelmä ja PathAssist LED Light Fiber



PathAssist™ Light Seeker™

Nenän sivuontelon varmistustyökalu

Uudelleenkäytettävä varmistustyökalu valaisee oikean sisäänmenoaukon otsaontelon sopukkaan ja antaa samalla varmistuksen otsaontelosta ihon läpi ennen XprESS-järjestelmällä tehtäviä ontelon laajennus- tai huuhtelutoimenpiteitä tai poskionteloiden tähytyskirurgiaa tai muita endoskooppisia ontelotoimenpiteitä.

- Siluontelon etsimen kosketustuntuma yhdistyy valaistun ohjauksen tuottamaan varmuuteen
- Antaa korva-, nenä- ja kurkkutautilääkärien etsiä nenän reittejä ilman kalliiden lisäteknologioiden tarvetta
- Varmistaa ei-kirurgisen pääsyn otsaonteloon ennen kertakäyttöisellä pallolaitteella avaamista
- Yhteensopiva xenon- ja LED-valonlähteiden kanssa (vaihtoverkkovirralla tai akkuvirralla käytettävät)
- Tavallinen ACMI-liitäntä; Wolf- ja Storz-sovittimet toimitetaan mukana, jolloin sopii moniin erilaisiin valonlähteisiin ja valokaapeihin
- Distaaliset syvyysmerkit 1 ja 2 cm:n kohdalla



Otsaontelon
varmistus
valaisulla

PathAssist
Light Seeker

PathAssist™ Maxillary Seeker

Nenän sivuontelon varmistustyökalu

Uudelleenkäytettävät etsimet asettavat kanyylin tarkasti luonnolliseen poskionteloaukkoon anatomisesti oikeissa 135:n ja 120 asteen sisäänvientikulmissa.

- Hyödyllinen ennen poskiontelohoitoa sen määrittämiseksi, viedäänkö XprESS LoProfile sisään ”kärki ylöspäin” vai ”kärki alaspäin”
- Mahdollistaa optimaalisen taivutuskulman määrittämisen XprESS LoProfile -laitteen pallon kärjen sijoittamiseksi hakalisäkkeen taakse

PathAssist
Maxillary Seeker

PathAssist™ Sphenoid Seeker/Freer

Monikäyttöinen nenän sivuonteloiden työkalu

Uudelleenkäytettävä kaksitoimintainen työkalu sekä kitaontelon etsimeksi että vapautusnostimeksi.

- 1,75 mm:n pallokärkietsin, jossa on 19 asteen taipumiskulma, mahdollistaa reitin etsimisen ylemmässä nenäkuorikossa ja auttaa kitaonteloaukkoon pääsemistä
- Keskimmäisen nenäkuorikon helppo käsittely 4,5 mm leveällä vapautusnostimella

PathAssist
Sphenoid Seeker/Freer

TILAUSTIEDOT

Tilaa soittamalla numeroon (+1) 800-3586046:

LUETTELONUMERO	KUVAUS
IS-100	PathAssist Light Seeker™
MS-255	PathAssist Maxillary Seeker Set (120 asteen ja 135 asteen, yksi kumpaakin)
FS-100	PathAssist Sphenoid Seeker/Freer

TIETOJA ENTELLUS MEDICAL -YHTIÖSTÄ

Entellus Medical tarjoaa innovatiivisia ja korkealuokkaisia vähän kajoavia hoitoratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille ja heidän sivuontelontulehduspotilailleen.

www.EntellusMedical.com

Viitatuille tuotteille on saatu lupa CE-merkinnän käyttöön. Tuotteita ei ehkä ole saatavissa kaikissa maissa.

KÄYTTÖAIHE:

PathAssist LED Light Fiber -valokuidun käyttöaiheet: Nenän ja sivuonteloiden rakenteiden paikantaminen, sisäinen valaisu ja läpivalaiseminen vähintään 18-vuotiailla potilailla.

PathAssist Light Seeker -etsimen käyttöaiheet: PathAssist Light Seeker on tarkoitettu nenän ja sivuonteloiden rakenteiden (kuten otsa- ja poskiontelot ja seualokero) paikantamiseen, sisäiseen valaisuun ja läpivalaisemiseen vähintään 18-vuotiailla potilailla.

Katso varoitusten, varotoimenpiteiden ja haittatapahtumien koko luettelo käyttöohjeista.

HUOMIO:

Yhdysvaltain liittovaltion laki sallii näiden laitteiden myynnin vain lääkärin toimesta tai määräyksestä.

Entellus, PathAssist, Light Fiber, Light Seeker ja XprESS ovat Entellus Medical, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.



Entellus Medical, Inc.
3600 Holly Lane North, Suite 40
Plymouth, MN, Yhdysvallat 55447

P (+1) 866 620 7615
F (+1) 763 463 1599
www.EntellusMedical.com

©2015 Entellus Medical, Inc.
3115-008 rA 09/2015