

Tristel

Trio Liinamenetelmä

The Gold Standard manuaaliseen lääketieteellisten välineiden dekontaminaatioon.



Ominaisuudet:

- täydellinen menetelmä korkean tason desinfiointiin
- Tristelin patentoitu klooridioksimenetelmä
- Tristelin itiöitä tuhoava liina tuhoaa kaikki mikro-organismit esipestyltä pinnalta 30 sekunnissa
- maailmanlaajuisesti välinevalmistajien hyväksymä
- manuaalinen seuranta/jäjitettävyyss

Käyttöalueet

- nasoendoskoopit
- transesofageaaliset echoanturit
- transrektaaliset uä-anturit
- laryngoskoopin kielet
- intubaatioendoskoopit
- manometriakatetrit
- oftalmologiassa käytettävät instrumentit

Klooridioksidi tehoaa kaikkiin huolta aiheuttaviin mikro-organismeihin vain 30 sekunnissa, kuten:

- Hepatitis B
- Hepatitis C
- Human Immunodeficiency virus (HIV)
- Human herpesvirus Type 1
- *Mycobacterium terrae* (TB)
- *Candida albicans*
- *Staphylococcus aureus*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Escherichia coli*

Kolme askelta tehokkaampaan infektioiden ehkäisyyn:

1. Esipesuliina (The Pre-Clean Wipe)

Ensimmäinen vaihe dekontaminaatioprosessissa on välineen huolellinen esipesu kaikesta orgaanisesta liasta.

Esipesuliina on nukkaamaton liina, jossa on entsymaattista pesuainetta.

- Luokan I Lääkinnällinen laite.
- Patenttinumero: GB 2 413 765



2. Itiöitä tuhoava liina ja aktivaattorivaahdo (The Sporidical Wipe and Activator Foam)

Toinen vaihe on välineen korkean tason desinfiointi.

Itiöitä tuhoava pyyhe yhdessä aktivaattorivaahdon kanssa eliminoi bakteerit, virukset, sienet, mykobakteerit ja itiöt välineen pinnalta vain 30 sekunnissa.

- Luokan IIb Lääkinnällinen laite.

- Patenttinumero: GB 2 404 337 B



3. Huuhteluliina (The Rinse Wipe)

Viimeinen vaihe dekontaminaatioprosessissa on välineen huuhtelu.

Huuhteluliina on steriilisti pakattu, nukkaamaton liina, jossa on deionisoitua vettä.

- Luokan I Steriili väline.
- Patenttinumero: GB 2 413 765



Tristel

Trio Liinamenetelmä

Tristel laaduntarkastus

Jokaisessa Tristelin itiöitä tuhoavan liinan yksittäispakkauksessa on jäljitettävyystarra. Laadunvalvonnan dokumentointia varten on saatavilla seurantakirja.

Käyttäjä voi tallentaa seurantakirjaan dekontaminaatioprosessin. Välineen tiedot, käyttäjä, itiöitä tuhoavan liinan eränumero, päivämäärä ja aika voidaan kirjata manuaalisesti ja näin tallentaa desinfiointihistoria.



Mikrobisidinen tehokkuus

Tristelin itiöitä tuhoa liina tuhoava itiöt, mykobakteerit, virukset, sienet ja bakteerit vain 30 sekunnissa. Tehokkuus on testattu Euroopan standardien mukaisesti riippumattomissa laboratorioissa.

Mikro-organismin tyyppi	Organismin nimi	Testimenetelmä	Kontaktiaika
Itiöt	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus cereus</i>	EN14347 AFNOR T72-190	30 sekuntia
Mykobakteerit	<i>Mycobacterium avium</i> <i>Mycobacterium terrae</i> <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	EN14563 EN14348	30 sekuntia
Virukset	Poliovirus T1 Adenovirus T5 Hepatitis B Hepatitis C Polyomavirus Sv40 (HPV) Vacciniavirus Human herpesvirus Type 1 Human Immunodeficiency virus	EN14476 DVV and RKI ASTM E1053-03	30 sekuntia
Sienet	<i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus flavus</i> <i>Aspergillus niger</i>	EN14562 EN13624	30 sekuntia
Bakteerit	<i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i>	EN14561 EN13727	30 sekuntia

Testaustiedot saatavilla kysyttäessä.

Valmistaja

Tristel Solutions Ltd, Lynx Business Park,
Fordham Road, Snailwell, Cambs, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 F +44 (0) 1638 721911
E mail@tristel.com W www.tristel.com

Trio is a good idea from **Tristel**

Maahantuoja

Canella Medical Oy, Sinikalliontie 1, FI-02630
Espoo, Suomi
T +358 9 2709 1940 E canella@canellamedical.fi
W www.canellamedical.fi