


## SURGISPON® -gelatiinisienituotteet



### Miten Surgispon® toimii?

**Surgispon®** kiinnittyy vuotokohtaan ja imee itseensä huokoisen sienirakenteensa ansiosta 45-kertaisesti oman painonsa verran verta. Veri ei pääse virtaamaan vapaasti ulos vuotokohdasta joten verihitaleille muodostuu enemmän aikaa aggregoitua, jolloin verihitaleet toimivat katalyyttinä fibriinitulpan muodostumiselle ja hemostaasille. Kudokseen asetettu Surgispon® absorboituu täysin neljässä viikossa.



### Hyödyt

**Surgispon®** muodostaa hemostaasin yksinkertaisen tehokkaasti

- Säästää leikkausaikaa
- Lyhentää postoperatiivista aikaa ja nopeuttaa paranemista
- Gammasteriloitu ja heti käyttövalmis
- Helppo leikata haluttuun muotoon
- Turvallinen ja nopea hemostaasi
- Huomattava verenhukan vähennys
- Imee noin 45-kertaisesti painonsa verran verta
- Ei raportoituja haittavaikutuksia
- Ei häiritse kudoksen paranemista
- Absorption jälkeen ei jäännösmateriaalia
- Ei koteloidu
- Erittäin kustannustehokasta

## Surgispon® -tuotteet



SSP-03B  
hemostaattipulveri  
3 g palje,  
6 kpl/ltk



SSP-101010.32  
Hammastamponi  
10 x 10 x 10 mm,  
32 kpl/ltk



SSP-8030  
Anal Tampon  
Anaalitamponi  
80 x Ø 30 mm,  
6 kpl/ltk



SSP-8007  
Nasal Tampon  
Nenänamponi  
80 x Ø 7 mm,  
6 kpl/ltk



SSP-401010  
Nasal Wound care  
Nenätamponi  
40 x 10 x 10 mm  
5 kpl/ltk



SSP-805010  
Standard  
Levy  
80 x 50 x 10 mm,  
10 kpl/ltk



SSP-705010  
Regular  
Levy  
80 x 50 x 10 mm,  
10 kpl/ltk



SSP-805001  
Special  
Ohut levy  
80 x 50 x 1 mm,  
20 kpl/ltk



SSP-20705  
Film  
Kalvo  
200 x 70 x 0,5 mm,  
10 kpl/ltk

## Surgispon® -tuotteet myydään laatikoittain

TUOTEKODI	SURGISPON®-TUOTE	KOKO	KPL/LTK
SSP-03B	Hemostaattipulveri	3 g palje	6
SSP-101010.32	Dental	10 mm x 10 mm x 10 mm	32
SSP-8030	Anal Tampon	80 mm x Ø 30 mm	6
SSP-8007	Nasal Tampon	80 mm x Ø 7 mm	20
SSP-401010	Nasal Dermal Woundcare	40 mm x 10 mm x 10 mm	5
SSP-705010	Regular	70 mm x 50 mm x 10 mm	10
SSP-805010	Standard	80 mm x 50 mm x 10 mm	10
SSP-802507	Gynaec	80 mm x 25 mm x 7 mm	10
SSP-805001	Special	80 mm x 50 mm x 1 mm	20
SSP-200705	Film	200 mm x 70 mm x 0,5 mm	10