


CryoIQ DERM Plus



ref. CIQ-DP-L

- Kärki \varnothing 1-6 mm
ref. CIQ-DAP-DST
- 1 kpl typpidioksiduulipatruuna 25 g
- Yhdistetty viivain ja jäätyksen rajoitin
- Säilytyslaatikko
- Käyttöohje



Saatavana myös muita erilaisia kärkiä:

CryoIQ DERM plus

Nestejääd-
dytys



CIQ-DP-L

Kosketus-
jäädtytys



CIQ-DP-C1



CIQ-DP-C3



CIQ-DP-C5



Kysy halutessasi tietoa myös muista seteistä. Eri vaihtoehtoja näet CryoIQ esitteestä.